

## Bioderm® externe katheter

De Bioderm® ECD is een externe katheter voor mannen en geldt als alternatief voor de condoomkatheter.

### Veelzijdig alternatief

Dit product is een schoon en droog alternatief voor de condoom- en verblijfskatheter en absorberende incontinentiematerialen. De Bioderm® ECD kan ook worden gecombineerd met het gebruik van intermitterende katheters.



### Geschikt voor verschillende indicaties

De Bioderm® ECD biedt voor verschillende indicaties een oplossing. Een ingetrokken en korte penis, neurogene blaas en overgevoeligheid voor latex en/of andere kleeflagen zijn indicaties waar de Bioderm® ECD oplossing aan kan bieden. De Bioderm® ECD biedt ook uitkomst bij huidbeschadigingen en urineweginfecties veroorzaakt door katheters.

### Huidvriendelijk

Dankzij een hydrocolloïde kleeflaag worden huidirritaties voorkomen en kan de Bioderm® ECD meerdere dagen achtereen worden gedragen.

### Stevig afvoerkanaal

Het stevig en knikvrij afvoerkanaal zorgt voor een onbelemmerde urinestroom/afvoer van urine.

### Assortiment Bioderm® externe katheters


Artikelcode	Z-index	Artikelomschrijving	Aantal in verpakking
21026	15285901	BioDerm® externe katheter	1 (stuk)

## Bioderm® fixatieplak

Fixatieplak ter bevestiging van katheters, sondes, tubes en andere hulpmiddelen.

### Huidvriendelijk

Te gebruiken voor meerdere doeleinden. Voorzien van flexibele verstelbare clips en huidvriendelijke hydrocolloïde kleeflaag. De huidplak kan meerdere dagen worden gedragen.



### Comfortabel

Dankzij de huidvriendelijke kleeflaag voelt men de fixatieplak nauwelijks zitten. Eenvoudig aan te brengen en te verwijderen.

### Assortiment fixatieplak

Artikelcode	Z-index	Artikelomschrijving	Aantal in verpakking
51400	14562219	BioDerm® fixatieplak	1 (stuk)