



Bloedtransfusieset met 200 µm kamerfilter, Alaris® GW. DEHP-vrije

273-008EV

- Naaldvrij systeem
- 300 cm Setlengte
- 29 ml Vulvolume
- Bore 3 mm Diameter
- 1 Spike(s) (onbelucht)
- Inline druppelkamer
- Druppels per ml 20
- 2 SmartSite® klep met Y-poort
- 1 Knijpklem(men)
- 1 Rolklem(men)
- 1 Keerklep
- 1 Mannelijke Luer
- Polyvinylchloride (pvc)
- De materiaalsamenstelling bevat geen natuurrubberlatex
- De materiaalsamenstelling bevat geen DEHP
- Hoeveelheid 30



30



20



200 µm



2 SmartSite®

Druppelkamerfilterklep met Y-poort



1 Keerklep



1 Mannelijke
Luer



0086