

ACCESSOIRES

Beschermringen

- Huidvriendelijke barrière van hydrocolloïd tussen de huid en het stomamateriaal
- Voorkomt huidirritatie en minimaliseert de kans op lekkage
- Kneedbaar, elastisch en universeel toepasbaar
- Verkrijgbaar in twee diktes (2.5 mm en 4 mm)
- Verkrijgbaar met Manuka Honing in 5 verschillende diameters
- Verkrijgbaar zonder Manuka Honing in \varnothing 50 mm en \varnothing 100 mm



Productinformatie

Met Manuka Honing

Beschermringen met Manuka Honing vormen een huidvriendelijke barrière tussen de huid en het stomamateriaal. De Manuka Honing verzacht en verzorgt, heeft een antibacteriële werking en zorgt voor een ontstekingsremmend effect.

Kenmerken

De Beschermringen minimaliseren de kans op lekkage en de toegevoegde Manuka Honing voorkomt huidirritatie. De ringen zijn verkrijgbaar in \varnothing 50 mm, \varnothing 60 mm, \varnothing 70 mm, \varnothing 80 mm en \varnothing 100 mm (2.5 mm dikte) en \varnothing 50 mm (4 mm dikte). De Beschermringen zijn universeel toepasbaar voor alle typen stomazakjes. Prima te modelleren naar de contouren van de huid. Zeer huidvriendelijk, ook bij een gevoelige huid.

Verpakking

De Beschermringen zijn per stuk verpakt (eenvoudig te openen verpakking).



Product	Per doos	Dikte - maat - (stansmaat)	Art. code
Beschermring met Manuka Honing	20	2,5 mm - \varnothing 50 mm	XMHWA300
	20	4 mm - \varnothing 50 mm	XMHWA400
	5	2,5 mm - \varnothing 100 mm	XMHWA350
	30	2,5mm - \varnothing 60mm - (30mm)	XMHWA310
	30	2,5mm - \varnothing 70mm - (40mm)	XMHWA320
	30	2,5mm - \varnothing 80mm - (50mm)	XMHWA330

Product	Per doos	Dikte - maat	Art. code
Beschermring zonder Manuka Honing	20	2,5 mm - \varnothing 50 mm	HWA300
	20	4 mm - \varnothing 50 mm	HWA400
	5	2,5 mm - \varnothing 100 mm	HWA350