



Curan Advantage Man

Unieke katheter met geïntegreerde waterpocket

Curan Advantage Man

Unieke katheter met geïntegreerde waterpocket



- ✓ Direct klaar voor gebruik met geïntegreerde waterpocket
- ✓ Uniek en discreet design
- ✓ Met Blue Grip®: hygiënische inbrenghulp
- ✓ Gebruiksvriendelijk door hydrofiele gladde 'comfort coating'

Makkelijker en veiliger katheteriseren

De Curan Advantage hydrofiel gecoate katheters zijn direct gebruiksklaar door het extra element: de waterpocket. Deze lekvrije waterpocket, gevuld met steriel water, is met een lichte knijpbeweging te openen. Het steriele water activeert de gebruiksvriendelijke hydrofiel gladde 'comfort coating' in ca. 25 sec. Door de handige ophangplakker is de verpakking in elke ruimte verticaal te plaatsen gedurende de activering van de coating. De gebruiker kan zich tussentijds klaarmaken voor katheteriseren. Bovendien zijn de katheters voorzien van de unieke Blue Grip®; een handig hulpmiddel om katheters in te brengen zonder aanraking met de hand. De Blue Grip® is gemakkelijk, hygiënischer en verkleint de kans op infecties aanzienlijk. Alle Curan katheters zijn voorzien van gladgepolijste eyelets, voor inbrengen zonder irritaties. Ook zijn ze vrij van agressieve weekmakers zoals DEHP. Iedere katheter is individueel getest en gegarandeerd veilig en comfortabel in gebruik.



De belangrijkste voordelen op een rij:

- Verpakking is makkelijk te openen
- Na gebruik eenvoudig te sluiten, gegarandeerd lekvrij
- Direct klaar voor gebruik met geïntegreerde waterpocket
- Uitermate gebruiksvriendelijk met hydrofiel gladde 'comfort coating'
- Gladgepolijste eyelets voor risicoloos inbrengen zonder irritaties
- Vrij van agressieve weekmakers zoals DEHP
- Te gebruiken in combinatie met iedere urineopvangzak
- Met Blue Grip®: Hygiënische inbrenghulp

De Curan Advantage-range

De Curan Advantage katheters zijn verkrijgbaar in Man, Lady en Unisex



Curan Advantage Man (42cm)

De katheters, inclusief de unieke Blue Grip® zijn verkrijgbaar in de volgende charrière-maten:

| Productcode | Maat | Verpakking | Kleurcode |
|---|-------|-------------------|-----------|
| WHM 10 N Curan Coated RTU incl. Blue Grip® Male | Ch 10 | doos met 30 stuks | ● Zwart |
| WHM 12 N Curan Coated RTU incl. Blue Grip® Male | Ch 12 | doos met 30 stuks | ● Wit |
| WHM 14 N Curan Coated RTU incl. Blue Grip® Male | Ch 14 | doos met 30 stuks | ● Groen |
| WHM 16 N Curan Coated RTU incl. Blue Grip® Male | Ch 16 | doos met 30 stuks | ● Oranje |
| WHM 18 N Curan Coated RTU incl. Blue Grip® Male | Ch 18 | doos met 30 stuks | ● Rood |

Curan Advantage Man Tiemann (42cm)

De katheters, inclusief de unieke Blue Grip® zijn verkrijgbaar in de volgende charrière-maten:

| Productcode | Maat | Verpakking | Kleurcode |
|--|-------|-------------------|-----------|
| WHM 12c N Curan Coated RTU Tiemann tip incl. Blue Grip® Male | Ch 12 | doos met 30 stuks | ● Wit |
| WHM 14c N Curan Coated RTU Tiemann tip incl. Blue Grip® Male | Ch 14 | doos met 30 stuks | ● Groen |

De Curan Advantage-range

De Curan Advantage katheters zijn verkrijgbaar in Man, Lady en Unisex



Curan Advantage Lady (14cm)

De katheters zijn verkrijgbaar in de volgende charrière-maten:

Productcode

| | |
|----------|-------------------------|
| WHF 08 N | Curan Coated RTU Female |
| WHF 10 N | Curan Coated RTU Female |
| WHF 12 N | Curan Coated RTU Female |
| WHF 14 N | Curan Coated RTU Female |

Maat

| |
|-------|
| Ch 08 |
| Ch 10 |
| Ch 12 |
| Ch 14 |

Verpakking

| |
|-------------------|
| doos met 30 stuks |
| doos met 30 stuks |
| doos met 30 stuks |
| doos met 30 stuks |

Kleurcode

| |
|---------|
| ● Blauw |
| ● Zwart |
| ● Wit |
| ● Groen |



Curan Advantage Unisex (30cm)

De katheters, inclusief de unieke Blue Grip® zijn verkrijgbaar in de volgende charrière-maten:

Productcode

| | |
|--------|--|
| WHU 08 | Curan Coated RTU incl. Blue Grip® Unisex M/F |
| WHU 10 | Curan Coated RTU incl. Blue Grip® Unisex M/F |
| WHU 12 | Curan Coated RTU incl. Blue Grip® Unisex M/F |
| WHU 14 | Curan Coated RTU incl. Blue Grip® Unisex M/F |

Maat

| |
|-------|
| Ch 08 |
| Ch 10 |
| Ch 12 |
| Ch 14 |

Verpakking

| |
|-------------------|
| doos met 30 stuks |
| doos met 30 stuks |
| doos met 30 stuks |
| doos met 30 stuks |

Kleurcode

| |
|---------|
| ● Blauw |
| ● Zwart |
| ● Wit |
| ● Groen |

Werken aan een betere levenskwaliteit

Vragen, luisteren en onderzoeken daar gaat het bij Curan om. Wij ontwikkelen en produceren hoogwaardige en innovatieve producten, gemaakt volgens de wensen van gebruikers en professionals. Onze missie is het verbeteren van de kwaliteit van leven voor mensen met een continëntieprobleem. Dit doen we door het ontwikkelen, produceren en distribueren van hoogwaardige producten, waarmee we een comfortabele, hygiënische, pijnloze en probleemloze oplossing bieden voor intermitterende katheterisatie.



- Glad en gepolijste eyelets



- Per 30 stuks verpakt

Zeer strenge kwaliteitscontrole

Alle producten van Curan voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen. Voordat een product de fabriek verlaat, is het diverse malen streng gecontroleerd. Iedere katheter wordt individueel getest en is gegarandeerd veilig in gebruik. Tevens zijn wij in het bezit van CE en ISO13485:2012 certificaten. Curan biedt u graag het hoogste niveau van kwaliteit, veiligheid en comfort.

Curan: specialist in intermitterende katheters

Curan Catheters wordt op de Nederlandse markt exclusief gedistribueerd door Huikeshoven Medical BV



Huikeshoven Medical BV
Lingewei 9

4004 LK Tiel
The Netherlands

Tel. +31 (0)344 65 14 44
Fax +31 (0)344 65 19 04

E-mail curan@huikeshovenmedical.nl
Internet www.curan.nl