


Tweewegconnector – R-LOCK



1. Luer-lock met geïntegreerd terugslagventiel .
2. Schuifklem.
3. Tweewegadapter.
4. Transparante flexibele PVC infuuslang (TOTM). i.d. 3.0 mm.
5. Luer-lock aansluiting voor een gemakkelijke en veilige koppeling. Inclusief FlowStop beschermkap die de inwendige steriliteit waarborgt en voorkomt lekkage van vloeistof tijdens vullen van het toedieningssysteem door geïntegreerd hydrofoob filter.

<u>Bestelnr.</u>	<u>Omschrijving</u>	<u>Verpakking</u>
72.3155	Tweewegconnector, 2x luer-lock met terugslagventiel, FlowStop. Lengte ± 10 cm.	100 stuks