

AVANOS

Digestive Health
ENFit® productcodes

CORFLO*
& ENTRAL*

YOUR PREFERRED
ENTERAL PARTNER

INHOUDSOPGAVE

CORFLO*	4
CORTRAK* systeem voor enterale toegang (EAS).....	4
CORTRAK* systeem voor enterale toegang (EAS) - Toebehoren.....	4
CORTRAK* CORFLO* naso-enterische voedingssonde, polyurethaan, onverzwaard, met elektromagnetisch stilet.....	4
CORFLO* naso-enterische voedingssonde, polyurethaan, volledig radiopaak, cm-markeringen, onverzwaard, stilet.....	5
CORFLO* naso-enterische voedingssonde, polyurethaan, volledig radiopaak, cm-markeringen, onverzwaard, geen stilet.....	5
CORFLO* naso-enterische voedingssonde, polyurethaan, volledig radiopaak, cm-markeringen, verzwaard, stilet.....	6
CORFLO* naso-intestinale endoscopisch geplaatste voedingssondes.....	6
aspHirate pH-indicatorstrips.....	7
CORGRIP* retentiesysteem voor NG/NI-sondes.....	8
CORFLO* PEG-kit.....	9
CORFLO* PEG-jejunale sonde, polyurethaan, radiopaak, niet steriel.....	10
CORFLO* PEG reparatiekit PEG-adapter.....	10
CORFLO* PEG Accessoires.....	10
CORFLO* sondetoebehoren.....	11
FARRELL* decompressiesysteem.....	11
ENTRAL*	12
Enterale spuit, eenmalig gebruik.....	12
Enterale toebehoren: flesadapters, toedieningstoebehoren en enterale adapters.....	12
ENTRAL* naso-enterische voedingssonde, pvc, heldere sonde met radiopake streep, korte termijn.....	13
ENTRAL* naso-enterische voedingssonde, polyurethaan, radiopake streep, onverzwaard, geen stilet.....	14
ENTRAL* naso-enterische voedingssonde, polyurethaan, radiopake streep, verzwaard, geen stilet.....	15
ENTRAL* naso-enterische voedingssonde, polyurethaan, radiopaak, stilet.....	16
ENTRAL* naso-enterische voedingssonde, polyurethaan, radiopaak, stilet, verzwaard.....	16
ENTRAL* naso-enterische passieve drainage- en voedingssonde, polyurethaan, radiopake streep.....	17
Enterale voeding/drainage, met ENFit®-connector, met stilet.....	18
ENTRAL* naso-enterische voedingssonde, met ENFit®-connector, verzwaard.....	18
Nasogastrische of duodenum voedingssonde voor continue of intermitterende enterale voeding.....	19
ENTRAL* nasogastrische voedingssonde, radiopaak, met stilet, verzwaard.....	19
ENTRAL* naso-enterische voedingssonde, polyurethaan, radiopaak, stilet, open distaal uiteinde.....	19
ENTRAL* VAC - ACTIEVE AFZUIG- EN DRAINAGESONDES	20
ENTRAL* VAC - actieve afzuig- en drainagesondes.....	20
Gastrische afzuiging/drainage - jejunale voeding.....	20
Nasojejunale voedingssondes voor endoscopische/radiologische of chirurgische plaatsing, dubbel lumen, polyurethaan, radiopaak.....	21
ENTRAL* jejunostomiekit, naaldtechniek.....	21
Enterale toebehoren.....	21
ENTRAL* gastrostomiesonde.....	22
ENTRAL* Gastrostomiesonde & zorgkit.....	22
Enteraal drainagesysteem met ENFit®-connectoren.....	23
CORSTOP* a.c.e.-plug.....	23
CLOG ZAPPER* ontstoppingssysteem voor enterale voedingssonde.....	24
Gastrostomiezorgkit.....	24

DIRECTE BEVESTIGING

CORTRAK* systeem voor enterale toegang (EAS) ^Δ



PRODUCTOMSCHRIJVING	PRODUCTCODE	VERPAKT
CORTRAK* systeem voor enterale toegang	20-0950	1 stuk
CORTRAK* kit met toebehoren	20-0951	1

CORTRAK* systeem voor enterale toegang (EAS) - Toebehoren ^Δ



PRODUCTOMSCHRIJVING	PRODUCTCODE	VERPAKT
QLN220 printer	20-0928	1
QLN220 printer-oplader	20-0929	1
Papierrollen voor de printer	20-0911	3
Plastic hoesjes voor SRU	20-0930	100
Statief	20-0920	1
Slimme ontvangereenheid	20-0952	1
Verbindingskabel	20-0966	1

De exclusieve AVANOS* CORFLO* gele sonde biedt diverse kenmerken, waaronder:

- Unieke distale tip zorgt voor eenvoudige aspiratie
- Gehele sonde is radiopaak, goed zichtbaar op een röntgenfoto
- Centimeteraanduidingen op regelmatige afstand
- Eenvoudig, door water geactiveerd extern glijmiddel vereenvoudigt inbrenging en aspiratie
- Kan zo lang als nodig is op zijn plaats blijven

Uitgebreid portfolio - Sonde van polyurethaan, geschikt voor langdurige intubatie

CORTRAK* CORFLO* naso-enterische voedingssonde, polyurethaan, onverzwaard, met elektromagnetisch stilet ^Δ



PRODUCTOMSCHRIJVING	PRODUCTCODE	VERPAKT
CORTRAK* CORFLO* naso-enterische voedingssonde 8Fr x 91cm, polyurethaan, onverzwaard, met elektromagnetisch stilet	42-9368TRAK2	Doos van 10
CORTRAK* CORFLO* naso-enterische voedingssonde 8Fr x 109cm, polyurethaan, onverzwaard, met elektromagnetisch stilet	42-9438TRAK2	Doos van 10
CORTRAK* CORFLO* naso-enterische voedingssonde 8Fr x 140cm, polyurethaan, onverzwaard, met elektromagnetisch stilet	42-9558TRAK2	Doos van 10
CORTRAK* CORFLO* naso-enterische voedingssonde 10Fr x 91cm, polyurethaan, onverzwaard, met elektromagnetisch stilet	42-9361TRAK2	Doos van 10
CORTRAK* CORFLO* naso-enterische voedingssonde 10Fr x 109cm, polyurethaan, onverzwaard, met elektromagnetisch stilet	42-9431TRAK2	Doos van 10
CORTRAK* CORFLO* naso-enterische voedingssonde 10Fr x 140cm, polyurethaan, onverzwaard, met elektromagnetisch stilet	42-9551TRAK2	Doos van 10
CORTRAK* CORFLO* naso-enterische voedingssonde 12Fr x 91cm, polyurethaan, onverzwaard, met elektromagnetisch stilet	42-9362TRAK2	Doos van 10

^ΔBepaalde beschikbaarheid op de markt, neem contact op met uw vertegenwoordiger

CORFLO* naso-enterische voedingssonde, polyurethaan, volledig radiopaak, cm-markeringen, onverzwaard, stilet



PRODUCTOMSCHRIJVING	PRODUCTCODE	VERPAKT
CORFLO* nasogastrische/naso-intestinale voedingssonde met stilet, 5Fr x 56cm	42-9225	Doos van 10
CORFLO* nasogastrische/naso-intestinale voedingssonde met stilet, 6Fr x 38cm	42-9156	Doos van 10
CORFLO* nasogastrische/naso-intestinale voedingssonde met stilet, 6Fr x 56cm	42-9226	Doos van 10
CORFLO* nasogastrische/naso-intestinale voedingssonde met stilet, 6Fr x 91cm	42-9366	Doos van 10
CORFLO* nasogastrische/naso-intestinale voedingssonde met stilet, 8Fr x 56cm	42-9228	Doos van 10
CORFLO* nasogastrische/naso-intestinale voedingssonde met stilet, 8Fr x 91cm	42-9368	Doos van 10
CORFLO* nasogastrische/naso-intestinale voedingssonde met stilet, 8Fr x 109cm	42-9438	Doos van 10
CORFLO* nasogastrische/naso-intestinale voedingssonde met stilet, 8Fr x 140cm	42-9558	Doos van 10
CORFLO* nasogastrische/naso-intestinale voedingssonde met stilet, 10Fr x 91cm	42-9361	Doos van 10
CORFLO* nasogastrische/naso-intestinale voedingssonde met stilet, 12Fr x 91cm	42-1362	Doos van 10
CORFLO* nasogastrische/naso-intestinale voedingssonde met stilet, 10Fr x 109cm	42-9431	Doos van 10
CORFLO* nasogastrische/naso-intestinale voedingssonde met stilet, 10Fr x 140cm	42-9551	Doos van 10
CORFLO* nasogastrische/naso-intestinale voedingssonde met stilet, 12Fr x 109cm	42-9432	Doos van 10

[†]verkrijgbaar op speciale bestelling

CORFLO* naso-enterische voedingssonde, polyurethaan, volledig radiopaak, cm-markeringen, onverzwaard, geen stilet



PRODUCTOMSCHRIJVING	PRODUCTCODE	VERPAKT
CORFLO* nasogastrische/naso-intestinale voedingssonde, 12Fr x 109cm	42-1432	Doos van 10
CORFLO* nasogastrische/naso-intestinale voedingssonde, kogelvormige bolustip, 6Fr x 56cm	42-1226	Doos van 10

CORFLO* naso-enterische voedingssonde, polyurethaan, volledig radiopaak, cm-markeringen, verzwaard, stilet



PRODUCTOMSCHRIJVING	PRODUCTCODE	VERPAKT
CORFLO* nasogastrische/naso-intestinale voedingssonde met stilet, 6Fr x 56cm	42-8226	Doos van 10
CORFLO* nasogastrische/naso-intestinale voedingssonde met stilet, 6Fr x 91cm	42-7366	Doos van 10
CORFLO* nasogastrische/naso-intestinale voedingssonde met stilet, 8Fr x 91cm	42-7368	Doos van 10
CORFLO* nasogastrische/naso-intestinale voedingssonde met stilet, 8Fr x 109cm	42-2438	Doos van 10
CORFLO* nasogastrische/naso-intestinale voedingssonde met stilet, 8Fr x 140cm	42-7558	Doos van 10
CORFLO* nasogastrische/naso-intestinale voedingssonde met stilet, 10Fr x 91cm	42-7361	Doos van 10

CORFLO* naso-intestinale endoscopisch geplaatste voedingssondes

CORFLO* voedingssonde, 152 cm, volledig radiopaak, polyurethaan, normaal cm, 300cm teflon gecoate flexibele geleidingsdraad (0,035mm diameter) met dispenserschacht en 10 Fr, 56cm lange nasale/orale verbindingssonde



PRODUCTOMSCHRIJVING	PRODUCTCODE	VERPAKT
CORFLO* naso-intestinale sonde, 12Fr, 152cm, 7g verzwaard	51-4602	1
CORFLO* naso-intestinale sonde, 10Fr, 152cm, onverzwaard	51-9601	1

aspHirate pH-indicatorstrips

Uit onderzoek naar het gebruik van traditionele pH-indicatorstrips voor plaatsing van een nasogastrische sonde is gebleken dat gebruikers 11,15% fouten maken bij het aflezen van de strips en dat ze bezorgd zijn over het gebruik hiervan.¹

Onderzoeksresultaten onderschrijven dan ook de behoefte aan nieuwe, beter bruikbare pH-indicatorstrips die duidelijker af te lezen zijn.¹

pH-teststrips voor het semi-kwantitatief indiceren van pH in menselijk maagaspiraats om te beoordelen of sondes goed zijn geplaatst

EEN VERNIEUWDE STANDAARD - BETERE PATIËNTVEILIGHEID

- Eenvoudig af te lezen bij klinische beslissende grenswaarden
- Nauwkeurigheid onderbouwd door onafhankelijke testgegevens
- Ingesteld om water af te lezen bij pH 7
- Nauwkeurige documentatie dankzij unieke schaal aanduiding
- Unieke enkele schaal aanduiding in de lengte voor extra gebruiksgemak
- Beeldende instructies naast de schaal aanduiding
- Unieke match met 2 kleuren
- Deksel met droogmiddel



PRODUCTOMSCHRIJVING	PRODUCTCODE	VERPAKT
aspHirate pH-indicatorstrip: unieke 2-kleuren pad en -schaal, grafische gebruiksaanwijzing voor gebruiksgemak, stappen van 0,5, CE-gecertificeerd in-vitro diagnosehulpmiddel voor menselijk maagaspiraats 3,5 - 7,5	code 150.1	100 per potje

¹Ref BorsciS, et al. *PLoS ONE* 2017;12(11):e0189013

CORGRIP[®] retentiesysteem voor NG/NI-sondes

Het CORGRIP[®] retentiesysteem voor nasogastrische/naso-intestinale (NG/NI) sondes is geïndiceerd voor gebruik met enterale voedingssondes van 8 Fr of hoger en NG decompressie-, afzuig- en drainagesondes tot 18 Fr om onbedoelde verwijdering of verplaatsing van de sondes te voorkomen bij volwassen patiënten.

- Dankzij uniek afgiftesysteem hoeft katheter niet meer achter het ploegschaarbeen te worden getrokken
- Centimetraanduidingen op katheters voor eenvoudige en parallelle inbrenging²
- Voorkomt het meerdere keren plaatsen van sondes en het bijbehorende ongemak en mogelijke trauma¹
- Helpt voorkomen van kosten en risico's die gerelateerd zijn aan verschoven voedingssondes¹
- Beschikbaar voor sondes van 8 FR tot 18 FR



PRODUCTOMSCHRIJVING	PRODUCTCODE	VERPAKT
CORGRIP [®] retentiesysteem voor NG/NI-sondes voor gebruik met 8Fr NG/NI-voedingssondes	25-008	Doos van 10
CORGRIP [®] retentiesysteem voor NG/NI-sondes voor gebruik met 10Fr NG/NI-voedingssondes	25-010	Doos van 10
CORGRIP [®] retentiesysteem voor NG/NI-sondes voor gebruik met 12Fr NG/NI-voedingssondes	25-012	Doos van 10
CORGRIP [®] retentiesysteem voor NG/NI-sondes voor gebruik met 14Fr NG/NI-voedingssondes	25-014	Doos van 10
CORGRIP [®] retentiesysteem voor NG/NI-sondes voor gebruik met 16Fr NG/NI-voedingssondes	25-016	Doos van 10
CORGRIP [®] retentiesysteem voor NG/NI-sondes voor gebruik met 18Fr NG/NI-voedingssondes	25-018	Doos van 10

PRODUCTKENMERKEN

- Unieke plaatsing - zonder aanbrenging van tape rond het ploegschaarbeen
- Unieke SSL (Slot Slide Lock)-klem
- Elke katheter heeft numerieke cm-markeringen
- Bereik van de maten 8 Fr - 18 Fr
- Biocompatibele, duurzame polyester naveltape
- Geleverd met in water oplosbaar smeermiddel
- Klemmen met kleurcode voor Fr maat
- Voor individueel gebruik
- Gebruik tot maximaal 4 weken
- Geleverd met reserveklem en opener

¹ Lynch A, et al. *Aus J Otolaryngol* 2018;1:8;

² CORGRIP[®] Retentiesysteem voor NG/NI-voedingssondes, Gebruiksaanwijzing, 2017.

CORFLO* PEG-kit

Elke kit bevat de volgende onderdelen:

- PEG-sonde van polyurethaan met door tractie verwijderbare interne versterking.
- Ringvormige interne retentieversterking (zie tabel voor kegelvormige versie)
- 2 types externe retentieschijven
- Snelle-ontgrendelingsklem
- ENFit®-voedingsconnector
- Handdoek en hoes
- Scalpel
- Gelei
- Roestvrijstalen punctienaald en trocart G18

De kits van het "E1-type" bevatten:

- Een extra G14-punctienaald met teflon trocart
- Geen gelei

De kits van het "E2-type" bevatten:

- Een blauw gecoate trekdraad
- 1 G18-punctienaald, behalve de Fr 12-kit die een G14-punctienaald met teflon gecoate trocart heeft
- Geen scalpel

Het productartikel nr. 50-5020E2 bevat naast de kits van het E2-type:

- 3 naalden: Gauge 14, 18 en 25
- Scalpel, injectiespuit en gaas



PRODUCTOMSCHRIJVING	PRODUCTCODE	VERPAKT
CORFLO* PEG Kit 12Fr, door tractie verwijderbaar	50-6012E1	Doos van 2
CORFLO* PEG Kit 16Fr, door tractie verwijderbaar	50-6016E1	Doos van 2
CORFLO* PEG Kit 20Fr, door tractie verwijderbaar	50-6020E1	Doos van 2
CORFLO* PEG Kit 12Fr, door tractie verwijderbaar	50-6012E2	Doos van 2
CORFLO* PEG Kit 16Fr, door tractie verwijderbaar	50-6016E2	Doos van 2
CORFLO* PEG Kit 20Fr, door tractie verwijderbaar	50-6020E2	Doos van 2
CORFLO* PEG Kit 12Fr, door tractie verwijderbaar	50-6512	Doos van 2
CORFLO* PEG Kit 16Fr, door tractie verwijderbaar	50-6516	Doos van 2
CORFLO* PEG Kit 20Fr, door tractie verwijderbaar	50-6520	Doos van 2
CORFLO* PEG Kit 20Fr, door tractie verwijderbaar, kegelvormige versterking	50-5520	Doos van 2
CORFLO* PEG Kit 20Fr, door tractie verwijderbaar, kegelvormige versterking	50-5020E2	Doos van 2
CORFLO* PEG Kit over de draad 16Fr, door tractie verwijderbaar	50-4016E1	Doos van 2
CORFLO* PEG Kit over de draad 20Fr, door tractie verwijderbaar	50-4020E1	Doos van 2

CORFLO* PEG-jejunale sonde, polyurethaan, radiopaak, niet steriel



PRODUCTOMSCHRIJVING	PRODUCTCODE	VERPAKT
Jejunale sonde voor gebruik met CORFLO* PEG Fr 16: 6Fr x 91cm, 1 g verzaard, meetrektechniek	50-7366	Doos van 5
Jejunale sonde voor gebruik met CORFLO* PEG Fr 20:8Fr x 91cm, 3 g verzaard, meetrektechniek	51-7368	Doos van 5
Jejunale sonde voor gebruik met CORFLO* PEG Fr 20:10Fr x 91cm, 3 g verzaard, meetrektechniek	50-7361	Doos van 5
Jejunale sonde voor gebruik met CORFLO* PEG Fr 20:8Fr x 109cm, onverzwaard, over-de-draadtechniek	50-1438	Doos van 2
Jejunale sonde voor gebruik met CORFLO* PEG Fr 20:10Fr x 109cm, onverzwaard, over-de-draadtechniek	50-1431	Doos van 2

CORFLO* reparatiekit PEG-adapter



PRODUCTOMSCHRIJVING	PRODUCTCODE	VERPAKT
CORFLO* reparatiekit PEG-adapter 12Fr	50-6112	Doos van 5
CORFLO* reparatiekit PEG-adapter 16Fr	50-6116	Doos van 5
CORFLO* reparatiekit PEG-adapter 20Fr	50-6120	Doos van 5

CORFLO* PEG Accessoires



PRODUCTOMSCHRIJVING	PRODUCTCODE	VERPAKT
CORFLO* PEG-fixatiedisk van silicone, Fr 12	SL-0012	Doos van 10
CORFLO* PEG-fixatiedisk van silicone, Fr 16	SL-0016	Doos van 10
CORFLO* PEG-fixatiedisk van silicone, Fr 20	SL-0020	Doos van 10
CORFLO* PEG-retentiesysteem, Fr 12	RA-0012	Doos van 10
CORFLO* PEG-retentiesysteem, Fr 16	RA-0016	Doos van 10
CORFLO* PEG-retentiesysteem, Fr 20	RA-0020	Doos van 10
CORFLO* PEG snelle ontgrendelingsklem, Fr 12 & 16	CL-1216	Doos van 10
CORFLO* PEG snelle ontgrendelingsklem, Fr 20	CL-0020	Doos van 10



CORFLO* sondetoebehoren

PRODUCTOMSCHRIJVING	PRODUCTCODE	VERPAKT
CORFLO* verlengset	40-1007	Doos van 30

FARRELL* decompressiesysteem



PRODUCTOMSCHRIJVING	PRODUCTCODE	VERPAKT
FARRELL* ventielsysteem: Gastrisch drukverlichtingssysteem - Het FARRELL*-ventiel biedt een kanaal om de maag voortdurend te decomprimeren, zodat de maag zich in zijn eigen tempo kan vullen.	44-4100	Doos van 30

Enterale spuit, eenmalig gebruik

De ENFit® spuit en accessoires voor enterale voeding van Avanos zijn ontworpen voor het vergroten van de patiëntveiligheid en voor optimale afgifte van enterale voeding door de kans op het verkeerd aansluiten van slangen te verkleinen. De producten voldoen aan ISO 80369-3 en bevatten geen natuurlijke latex, BPA of DEHP.



PRODUCTOMSCHRIJVING	PRODUCTCODE	VERPAKT
Enterale spuit met lage-dosis-tip en ENFit® compatibele connector, 1ml	SYR-01S	Doos van 100
Enterale spuit met lage-dosis-tip en ENFit® compatibele connector, 3ml	SYR-03S	Doos van 100
Enterale spuit met lage-dosis-tip en ENFit® connector, 5ml	SYR-05S	Doos van 100
Enterale spuit, met ENFit® connector, 10 ml	SYR-10S	Doos van 100
Enterale spuit, met ENFit® connector, 20 ml	SYR-20S	Doos van 50
Enterale spuit, met ENFit® connector, 60 ml	SYR-60S	Doos van 50

Enterale toebehoren: flesadapters, toedieningstoebereiden en enterale adapters



PRODUCTOMSCHRIJVING	PRODUCTCODE	VERPAKT
Universele flesadapter (in stappen van 14,5-26mm)	EBA14-26	Doos van 50
Flesadapter 15-16,5mm	EBA15-16	Doos van 50
Flesadapter 18-19,5mm	EBA18-19	Doos van 50
Flesadapter 18,5-20,5mm	EBA18-20	Doos van 50
Flesadapter 20-21,5mm	EBA20-21	Doos van 50
Flesadapter 25,5-27mm	EBA25-27	Doos van 50
Melkrietje	LAIT-200	Doos van 200
Filterrietje	EFS-50	Doos van 50
Medicijnrietje	EMS-200	Doos van 200
Mannelijke-vrouwelijke dop verpakt per 200	MFC-200	Doos van 200
Mannelijke spuitdoppen verpakt per 200	ESC-1	Doos van 200
Mannelijke spuitdoppen verpakt in 8 x 200	ESC-8	Doos van 1600
Enterale naald met ENFit® connector	EN-100	Doos van 100
Enterale naald, dop met ENFit® connector	EN-100-1	Doos van 100
Adapter om mannelijke ENFit® aan te sluiten op vrouwelijke Luer	710-12	Doos van 50
Adapter om mannelijke ENFit® aan te sluiten op mannelijke conische connector	AML-100	Doos van 100
Adapter om mannelijke Luer aan te sluiten op vrouwelijke ENFit® zonder dop	710-11A	Doos van 50
Adapter om mannelijke Luer aan te sluiten op vrouwelijke ENFit® (bulk, niet-steriel)	710-11B	Doos van 50



Enterale toebehoren: flesadapters, toedieningstoebereiden en enterale adapters



PRODUCTOMSCHRIJVING	PRODUCTCODE	VERPAKT
Driewegkraantje ENFit®	710-03	Doos van 50
ENFit® transitieconnector	7149-00	Doos van 40x5
Vrouwelijke afsluitdop met ENFit® connector	710-60	Doos van 200
Zijklem, large	800LM	Doos van 30
Zijklem, small	800SM	Doos van 30
Spike, naaldvrij	SNF-100	Doos van 50

ENTRAL* naso-enterische voedingssonde, pvc, heldere sonde met radiopake streep, korte termijn



PRODUCTOMSCHRIJVING	PRODUCTCODE	VERPAKT
ENTRAL* naso-enterische voedingssonde 4Fr x 50cm, pvc, radiopake streep, DEHP-vrij, korte termijn	PVC4-50	Doos van 50
ENTRAL* naso-enterische voedingssonde 6Fr x 40cm, pvc, radiopake streep, DEHP-vrij, korte termijn	PVC6-40	Doos van 50
ENTRAL* naso-enterische voedingssonde 6Fr x 50cm, pvc, radiopake streep, DEHP-vrij, korte termijn	PVC6-50	Doos van 50
ENTRAL* naso-enterische voedingssonde 6Fr x 120cm, pvc, radiopake streep, DEHP-vrij, korte termijn	PVC6-120	Doos van 50
ENTRAL* naso-enterische voedingssonde 8Fr x 50cm, pvc, radiopake streep, DEHP-vrij, korte termijn	PVC8-50	Doos van 50
ENTRAL* naso-enterische voedingssonde 8Fr x 120cm, pvc, radiopake streep, DEHP-vrij, korte termijn	PVC8-120	Doos van 50
ENTRAL* naso-enterische voedingssonde 4Fr x 50cm, pvc, radiopake streep, DEHP-vrij, korte termijn	PVC10-120	Doos van 50

ENTRAL* naso-enterische voedingssonde, polyurethaan, radiopake streep, onverzwaard, geen stilet



PRODUCTOMSCHRIJVING	PRODUCTCODE	VERPAKT
ENTRAL* naso-enterische voedingssonde 4Fr x 40cm, polyurethaan, radiopake streep, onverzwaard, geen stilet	NST4-40	Doos van 50
ENTRAL* naso-enterische voedingssonde 4Fr x 50cm, polyurethaan, radiopake streep, onverzwaard, geen stilet	NST4-50	Doos van 50
ENTRAL* naso-enterische voedingssonde 4Fr x 80cm, polyurethaan, radiopake streep, onverzwaard, geen stilet	NST4-80	Doos van 50
ENTRAL* naso-enterische voedingssonde 5Fr x 40cm, polyurethaan, radiopake streep, onverzwaard, geen stilet	NST5-40	Doos van 50
ENTRAL* naso-enterische voedingssonde 5Fr x 50cm, polyurethaan, radiopake streep, onverzwaard, geen stilet	NST5-50	Doos van 50
ENTRAL* naso-enterische voedingssonde 5Fr x 80cm, polyurethaan, radiopake streep, onverzwaard, geen stilet	NST5-80	Doos van 50
ENTRAL* naso-enterische voedingssonde 6Fr x 40cm, polyurethaan, radiopake streep, onverzwaard, geen stilet	NST6-40	Doos van 50
ENTRAL* naso-enterische voedingssonde 6Fr x 50cm, polyurethaan, radiopake streep, onverzwaard, geen stilet	NST6-50	Doos van 50
ENTRAL* naso-enterische voedingssonde 6Fr x 80cm, polyurethaan, radiopake streep, onverzwaard, geen stilet	NST6-80	Doos van 50
ENTRAL* naso-enterische voedingssonde 6Fr x 120cm, polyurethaan, radiopake streep, onverzwaard, geen stilet	NST6-120	Doos van 50
ENTRAL* naso-enterische voedingssonde 8Fr x 40cm, polyurethaan, radiopake streep, onverzwaard, geen stilet	NST8-40	Doos van 50
ENTRAL* naso-enterische voedingssonde 8Fr x 50cm, polyurethaan, radiopake streep, onverzwaard, geen stilet	NST8-50	Doos van 50
ENTRAL* naso-enterische voedingssonde 8Fr x 80cm, polyurethaan, radiopake streep, onverzwaard, geen stilet	NST8-80	Doos van 50
ENTRAL* naso-enterische voedingssonde 8Fr x 120cm, polyurethaan, radiopake streep, onverzwaard, geen stilet	NST8-120	Doos van 50
ENTRAL* naso-enterische voedingssonde 10Fr x 40cm, polyurethaan, radiopake streep, onverzwaard, geen stilet	NST10-40	Doos van 50
ENTRAL* naso-enterische voedingssonde 10Fr x 50cm, polyurethaan, radiopake streep, onverzwaard, geen stilet	NST10-50	Doos van 50
ENTRAL* naso-enterische voedingssonde 10Fr x 80cm, polyurethaan, radiopake streep, onverzwaard, geen stilet	NST10-80	Doos van 50
ENTRAL* naso-enterische voedingssonde 10Fr x 120cm, polyurethaan, radiopake streep, onverzwaard, geen stilet	NST10-120	Doos van 50
ENTRAL* naso-enterische voedingssonde 12Fr x 80cm, polyurethaan, radiopake streep, onverzwaard, geen stilet	NST12-80	Doos van 50
ENTRAL* naso-enterische voedingssonde 14Fr x 80cm, polyurethaan, radiopake streep, onverzwaard, geen stilet	NST14-80	Doos van 50

ENTRAL* naso-enterische voedingssonde, polyurethaan, radiopake streep, verzaard, geen stilet



PRODUCTOMSCHRIJVING	PRODUCTCODE	VERPAKT
ENTRAL* naso-enterische voedingssonde 6Fr x 80cm, polyurethaan, radiopake streep, verzaard, geen stilet	NST6-80W	Doos van 10
ENTRAL* naso-enterische voedingssonde 6Fr x 120cm, polyurethaan, radiopake streep, verzaard, geen stilet	NST6-120W	Doos van 10
ENTRAL* naso-enterische voedingssonde 8Fr x 80cm, polyurethaan, radiopake streep, verzaard, geen stilet ^Δ	NST8-80W	Doos van 10
ENTRAL* naso-enterische voedingssonde 8Fr x 120cm, polyurethaan, radiopake streep, verzaard, geen stilet ^Δ	NST8-120W	Doos van 10
ENTRAL* naso-enterische voedingssonde 10Fr x 80cm, polyurethaan, radiopake streep, verzaard, geen stilet	NST10- 80W	Doos van 10
ENTRAL* naso-enterische voedingssonde 12Fr x 80cm, polyurethaan, radiopake streep, verzaard, geen stilet	NST12- 80W	Doos van 10

^ΔMinimumbestelling vereist, neem contact op met uw vertegenwoordiger

ENTRAL* naso-enterische voedingssonde, polyurethaan, radiopaak, stilet



PRODUCTOMSCHRIJVING	PRODUCTCODE	VERPAKT
ENTRAL* naso-enterische voedingssonde 6Fr x 55cm, polyurethaan, radiopaak, stilet	SFT6-55	Doos van 25
ENTRAL* naso-enterische voedingssonde 6Fr x 75cm, polyurethaan, radiopaak, stilet	SFT6-75	Doos van 25
ENTRAL* naso-enterische voedingssonde 6Fr x 85cm, polyurethaan, radiopaak, stilet	SFT6-85	Doos van 25
ENTRAL* naso-enterische voedingssonde 8Fr x 55cm, polyurethaan, radiopaak, stilet	SFT8-55	Doos van 25
ENTRAL* naso-enterische voedingssonde 8Fr x 75cm, polyurethaan, radiopaak, stilet	SFT8-75	Doos van 25
ENTRAL* naso-enterische voedingssonde 8Fr x 85cm, polyurethaan, radiopaak, stilet	SFT8-85	Doos van 25
ENTRAL* naso-enterische voedingssonde 8Fr x 120cm, polyurethaan, radiopaak, stilet	SFT8-120	Doos van 25
ENTRAL* naso-enterische voedingssonde 10Fr x 85cm, polyurethaan, radiopaak, stilet	SFT10-85	Doos van 25
ENTRAL* naso-enterische voedingssonde 10Fr x 85cm, polyurethaan, radiopaak, stilet <i>zonder universeel pH-papier</i>	SFT10-85B	Doos van 25
ENTRAL* naso-enterische voedingssonde 10Fr x 120cm, polyurethaan, radiopaak, stilet	SFT10-120	Doos van 25
ENTRAL* naso-enterische voedingssonde 12Fr x 85cm, polyurethaan, radiopaak, stilet	SFT12-85	Doos van 25

ENTRAL* naso-enterische voedingssonde, polyurethaan, radiopaak, stilet, verzwaard



PRODUCTOMSCHRIJVING	PRODUCTCODE	VERPAKT
ENTRAL* naso-enterische voedingssonde 8Fr x 85cm, polyurethaan, radiopaak, stilet, verzwaard	SFT8-85W	Doos van 25
ENTRAL* naso-enterische voedingssonde 10Fr x 85cm, polyurethaan, radiopaak, stilet, verzwaard	SFT10-85W	Doos van 25

ENTRAL* naso-enterische passieve drainage- en voedingssonde, polyurethaan, radiopake streep met trechter en ENFit®-connector voor passieve afzuiging, drainage en enterale voeding



PRODUCTOMSCHRIJVING	PRODUCTCODE	VERPAKT
ENTRAL* naso-enterische drainage- en voedingssonde 6Fr x 80cm, polyurethaan, radiopake streep met trechter en ENFit®-connector	DFT6-80	Doos van 50
ENTRAL* naso-enterische drainage- en voedingssonde 8Fr x 80cm, polyurethaan, radiopake streep met trechter en ENFit®-connector	DFT8-80	Doos van 50
ENTRAL* naso-enterische drainage- en voedingssonde 8Fr x 120cm, polyurethaan, radiopake streep met trechter en ENFit®-connector	DFT8-120-10	Doos van 10
ENTRAL* naso-enterische drainage- en voedingssonde 9Fr x 120cm, polyurethaan, radiopake streep met trechter en ENFit®-connector	DFT9-120-10	Doos van 10
ENTRAL* naso-enterische drainage- en voedingssonde 10Fr x 100cm, polyurethaan, radiopake streep met trechter en ENFit®-connector	DFT10-100	Doos van 50
ENTRAL* naso-enterische drainage- en voedingssonde 10Fr x 120cm, polyurethaan, radiopake streep met trechter en ENFit®-connector	DFT10-120-10	Doos van 10
ENTRAL* naso-enterische drainage- en voedingssonde 12Fr x 100cm, polyurethaan, radiopake streep met trechter en ENFit®-connector	DFT12-100	Doos van 50
ENTRAL* naso-enterische drainage- en voedingssonde 12Fr x 120cm, polyurethaan, radiopake streep met trechter en ENFit®-connector	DFT12-120-10	Doos van 10
ENTRAL* naso-enterische drainage- en voedingssonde 14Fr x 100cm, polyurethaan, radiopake streep met trechter en ENFit®-connector	DFT14-100	Doos van 50
ENTRAL* naso-enterische drainage- en voedingssonde 14Fr x 120cm, polyurethaan, radiopake streep met trechter en ENFit®-connector	DFT14-120-10	Doos van 10
ENTRAL* naso-enterische drainage- en voedingssonde 16Fr x 100cm, polyurethaan, radiopake streep met trechter en ENFit®-connector	DFT16-100	Doos van 50
ENTRAL* naso-enterische drainage- en voedingssonde 16Fr x 120cm, polyurethaan, radiopake streep met trechter en ENFit®-connector	DFT16-120-10	Doos van 10
ENTRAL* naso-enterische drainage- en voedingssonde 18Fr x 100cm, polyurethaan, radiopake streep met trechter en ENFit®-connector	DFT18-100	Doos van 50
ENTRAL* naso-enterische drainage- en voedingssonde 18Fr x 120cm, polyurethaan, radiopake streep met trechter en ENFit®-connector	DFT18-120-10	Doos van 10
ENTRAL* naso-enterische drainage- en voedingssonde 20Fr x 100cm, polyurethaan, radiopake streep met trechter en ENFit®-connector	DFT20-100	Doos van 50

ENTERALE VOEDING/DRAINAGE, met ENFit®-connector, met stilet

Polyurethaan, stilet, dubbele trechter/ENFit®-connector, enkel lumen, 4 zijdelingse distale openingen (120cm), numerieke cm-markeringen, 20-80cm, afgeronde atraumatische tip, heldere sonde met blauwe radiopake streep



PRODUCTOMSCHRIJVING	PRODUCTCODE	VERPAKT
ENTRAL nasogastrische voedingssonde 8Fr 120cm met stilet	M601-08	10
ENTRAL nasogastrische voedingssonde 10Fr 120cm met stilet	M601-10	10
ENTRAL nasogastrische voedingssonde 12Fr 120cm met stilet	M601-12	10
ENTRAL nasogastrische voedingssonde 14Fr 120cm met stilet	M601-14	10
ENTRAL nasogastrische voedingssonde 16Fr 120cm met stilet	M601-16	10


ENTRAL* naso-enterische voedingssonde, met ENFit®-connector, verzaard

PRODUCTOMSCHRIJVING	PRODUCTCODE	VERPAKT
ENTRAL* nasogastrische voedingssonde, 8Fr x 120cm, verzaard, geen stilet, ENFit®-connector	602-08	Doos van 10
ENTRAL* nasogastrische voedingssonde, 9Fr x 120cm, verzaard, geen stilet, ENFit®-connector	602-09	Doos van 10
ENTRAL* nasogastrische voedingssonde, 10Fr x 120cm, verzaard, geen stilet, ENFit®-connector	602-10	Doos van 10
ENTRAL* nasogastrische voedingssonde, 12Fr x 120cm, verzaard, geen stilet, ENFit®-connector	602-12	Doos van 10
ENTRAL* nasogastrische voedingssonde, 9Fr x 120cm, verzaard, stilet, ENFit®-connector	M602-09	Doos van 10
ENTRAL* nasogastrische voedingssonde, 12Fr x 120cm, verzaard, stilet, ENFit®-connector	M602-12	Doos van 10
ENTRAL* nasogastrische voedingssonde, 14Fr x 120cm, verzaard, stilet, ENFit®-connector	M602-14	Doos van 10
ENTRAL* nasogastrische voedingssonde, 16Fr x 120cm, verzaard, stilet, ENFit®-connector	M602-16	Doos van 10

Nasogastrische of duodenum voedingssonde voor continue of intermitterende enterale voeding. Polyurethaan (gebruik tot 30 dagen). Verzwaarde radiopake sonde, met geleidingsdraad, met transparante lijn



PRODUCTOMSCHRIJVING	PRODUCTCODE	VERPAKT
ENTRAL* nasogastrische voedingssonde, 7Fr x 110cm, verzwaard, stilet	605-07-1	Doos van 10
ENTRAL* nasogastrische voedingssonde, 8Fr x 110cm, verzwaard, stilet	605-08-1	Doos van 10
ENTRAL* nasogastrische voedingssonde, 9Fr x 110cm, verzwaard, stilet	605-09-1	Doos van 10
ENTRAL* nasogastrische voedingssonde, 10Fr x 110cm, verzwaard, stilet	605-10-1	Doos van 10
ENTRAL* nasogastrische voedingssonde, 12Fr x 110cm, verzwaard, stilet	605-12-1	Doos van 10
ENTRAL* nasogastrische voedingssonde, 14Fr x 110cm, verzwaard, stilet	605-14-1	Doos van 10



ENTRAL* nasogastrische voedingssonde, radiopaak, met stilet, verzwaard



PRODUCTOMSCHRIJVING	PRODUCTCODE	VERPAKT
ENTRAL* OPEN nasogastrische voedingssonde, 12Fr x 120cm, open tip, radiopake streep	604-12	Doos van 10
ENTRAL* OPEN nasogastrische voedingssonde, 14Fr x 120cm, open tip, radiopake streep	604-14	Doos van 10
ENTRAL* OPEN nasogastrische voedingssonde, 16Fr x 120cm, open tip, radiopake streep	604-16	Doos van 10
ENTRAL* OPEN nasogastrische voedingssonde, 18Fr x 120cm, open tip, radiopake streep	604-18	Doos van 10

ENTRAL* naso-enterische voedingssonde, polyurethaan, radiopaak, stilet, open distaal uiteinde

PRODUCTOMSCHRIJVING	PRODUCTCODE	VERPAKT
ENTRAL* naso-enterische voedingssonde 8Fr x 120cm, polyurethaan, radiopaak, stilet	SJT8-120	Doos van 10
ENTRAL* naso-enterische voedingssonde 10Fr x 130cm, polyurethaan, radiopaak, stilet	SJT10-130	Doos van 10

ENTRAL* VAC

ACTIEVE AFZUIG- EN DRAINAGESONDES

ENTRAL* VAC - actieve afzuig- en drainagesondes



ENKEL LUMEN

Polyurethaan, enkele trechterconnector, enkel lumen, 4 zijdelingse distale openingen (125cm), cm-markeringen, afgeronde atraumatische tip voor passieve afzuiging en drainage, heldere sonde met blauwe radiopake streep, kleurcodetrichter, siliconenolie als uitwendig smeermiddel

PRODUCTOMSCHRIJVING	PRODUCTCODE	VERPAKT
ENTRAL* VAC Fr12-125cm	208-12	10
ENTRAL* VAC Fr14-125cm	208-14	10
ENTRAL* VAC Fr16-125cm	208-16	10
ENTRAL* VAC Fr18-125cm	208-18	10



DUAL LUMEN

Polyurethaan, enkele trechterconnector, dubbel lumen (actieve zuiging, afzuiging en ventilatie), 2 zijdelingse distale openingen (60cm), 4 zijdelingse distale openingen (120cm), cm-markeringen, afgeronde atraumatische tip voor afzuiging en drainage, heldere sonde met blauwe radiopake streep, siliconenolie als uitwendig smeermiddel

PRODUCTOMSCHRIJVING	PRODUCTCODE	VERPAKT
ENTRAL* VAC 08Fr-60cm	250-08	10
ENTRAL* VAC 10Fr-60cm	250-10	10
ENTRAL* VAC 12Fr 120cm	250-12	10
ENTRAL* VAC 14Fr 120cm	250-14	10
ENTRAL* VAC 16Fr 120cm	250-16	10
ENTRAL* VAC Fr18-120cm	250-18	10
ENTRAL* VAC Fr20-120cm	250-20	10

Gastrische afzuiging/drainage - jejunale voeding



Polyurethaan, 16Fr afzuiging, 9 Fr NI-voeding, stilet, dubbele connectoren, trechter en ENFit®, dubbel lumen (gastrische afzuiging - jejunale voeding), 4 gastrische distale openingen, 4 jejunale distale openingen, verzwaard, 1,72gm wolfram, heldere sonde, blauwe radiopake streep op gastrisch, witte radiopake sonde met heldere streep voor jejunaal, numerieke cm-markeringen 20-80cm, 150cm

Voor radiologische/fluoroscopie/chirurgische plaatsing

PRODUCTOMSCHRIJVING	PRODUCTCODE	VERPAKT
ENTRAL* VAC Fr16 - 150 cm	650-16-2	2

Nasojejunale voedingssondes voor endoscopische/radiologische of chirurgische plaatsing, dubbel lumen, polyurethaan, radiopaak



PRODUCTOMSCHRIJVING	PRODUCTCODE	VERPAKT
ENTRAL* endoscopische nasojejunale voedingssonde met dubbel lumen, polyurethaan, 14Fr buitendiameter sonde met 9Fr jejunaal lumen, geleidingsdraad voor over-de-draadtechniek	EJP-02	Doos van 5

ENTRAL* jejunostomiekit, naaldtechniek



Elke ENTRAL* jejunostomiekit bevat de volgende onderdelen:

- volledig opake polyurethaansonde met cm-markeringen
- geleidingsdraad met J-tip
- 2 roestvrijstalen punctienaalden
- 1 externe bevestigingsschijf
- 1 ENFit®-voedingsconnector

PRODUCTOMSCHRIJVING	PRODUCTCODE	VERPAKT
ENTRAL* jejunostomiekit 7Fr	NJT07	Doos van 5
ENTRAL* jejunostomiekit 9Fr	NJT09	Doos van 5

Enterale toebehoren



PRODUCTOMSCHRIJVING	PRODUCTCODE	VERPAKT
Verlengset x 75cm met ENFit®-connector	EXS-75	Doos van 200
Verlengset x 150cm met ENFit®-connector	EXS-150	Doos van 200
Verlengset x 150cm, Y-set met ENFit®-connector	EXS-150Y	Doos van 50

ENTRAL* gastrostomiesonde



PRODUCTOMSCHRIJVING	PRODUCTCODE	VERPAKT
ENTRAL* Gastrostomiesonde 12Fr x 5ml met ENFit®-connector	GT-12	Per stuk
ENTRAL* Gastrostomiesonde 14Fr x 5ml met ENFit®-connector	GT-14	Per stuk
ENTRAL* Gastrostomiesonde 16Fr x 5ml met ENFit®-connector	GT-16	Per stuk
ENTRAL* Gastrostomiesonde 18Fr x 20ml met ENFit®-connector	GT-18	Per stuk
ENTRAL* Gastrostomiesonde 20Fr x 20ml met ENFit®-connector	GT-20	Per stuk
ENTRAL* Gastrostomiesonde 22Fr x 20ml met ENFit®-connector	GT-22	Per stuk
ENTRAL* Gastrostomiesonde 24Fr x 20ml met ENFit®-connector	GT-24	Per stuk
Bolus-set ballongastrostomie met ENFit®-connector	GES-02	Doos van 30

ENTRAL* Gastrostomiesonde & zorgkit



De **ENTRAL* G-SONDE & ZORGIT** is een handige kit voor het eenvoudig vervangen van sondes.

Elke kit bevat 2 sets met:

- ENTRAL* G-sonde
- 10 ml Luer-Slip™ spuit
- 5 kompressen (7,5 x 7,5 cm)
- Voorgevulde Luer-Slip™ spuit met steriel H₂O
- Alcoholdoekje voor huidreiniging
- Glijmiddel op waterbasis
- Zijklem
- Biohazardzak (16,5 x 17,5 cm)

PRODUCTOMSCHRIJVING	PRODUCTCODE	VERPAKT
ENTRAL* Gastrostomiesonde & zorgkit, 12Fr	QW3154	2 G-sondes/kit
ENTRAL* Gastrostomiesonde & zorgkit, 14Fr	QW3155	2 G-sondes/kit
ENTRAL* Gastrostomiesonde & zorgkit, 16Fr	QW3156	2 G-sondes/kit
ENTRAL* Gastrostomiesonde & zorgkit, 18Fr	QW3157	2 G-sondes/kit
ENTRAL* Gastrostomiesonde & zorgkit, 20Fr	QW3158	2 G-sondes/kit


Enteraal drainagesysteem met ENFit®-connectoren



BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Bedhanger voor bevestiging aan de zijkant van het bed

- Hydrofobe opening voor passieve ontluchting
- Identificatiemarkeringen die een nauwkeurige meting van het gedraineerde volume mogelijk maken
- Het met een drainagepoort gesloten drainagesysteem voorkomt dat de zorgverlener en patiënt worden blootgesteld aan maaginhoud
- ENFit®-connectoren zorgen voor een veilige aansluiting op het verlengstuk (ISO-norm 80369-3)3



PRODUCTOMSCHRIJVING

PRODUCTOMSCHRIJVING	PRODUCTCODE	VERPAKT
AVANOS* drainagesysteem met 100ml zakje, 75cm verlengsonde, bedklem	EDS-100	Doos van 30
AVANOS* drainagesysteem met 250ml zakje, 75cm verlengsonde, bedklem	EDS-250	Doos van 30
AVANOS* drainagesysteem met 500ml zakje, 150cm verlengsonde, bedklem	EDS-500	Doos van 30
AVANOS* drainagesysteem met 1000ml zakje, 150cm verlengsonde, bedklem	EDS-1000	Doos van 30

CORSTOP* a.c.e.-plug

- CORSTOP* is geïndiceerd voor patiënten met een 'Antegrade Continence Enema' (ACE) of een Mitrofanoff-stoma bij wie het noodzakelijk is om de urinebuis af te dichten.
- Het wordt gebruikt om de doorgankelijkheid te behouden wanneer bijv. een klysma meerdere keren moet worden ingebracht.
- Het product is ook geïndiceerd als gastrostomiestop om te voorkomen dat het stomakanaal zich sluit of zich vernauwt in geval van onbedoelde verwijdering van een gastrostomische voedingssonde.



PRODUCTOMSCHRIJVING

PRODUCTOMSCHRIJVING	PRODUCTCODE	VERPAKT
CORSTOP* a.c.e.-plug 8Fr x 15mm	CS8-15	Per stuk
CORSTOP* a.c.e.-plug 8Fr x 30mm	CS8-30	Per stuk
CORSTOP* a.c.e.-plug 8Fr x 60mm	CS8-60	Per stuk
CORSTOP* a.c.e.-plug 10Fr x 15mm	CS10-15	Per stuk
CORSTOP* a.c.e.-plug 10Fr x 30mm	CS10-30	Per stuk
CORSTOP* a.c.e.-plug 10Fr x 60mm	CS10-60	Per stuk
CORSTOP* a.c.e.-plug 12Fr x 30mm	CS12-30	Per stuk
CORSTOP* a.c.e.-plug 12Fr x 60mm	CS12-60	Per stuk
CORSTOP* a.c.e.-plug 12Fr x 100mm	CS12-100	Per stuk
CORSTOP* a.c.e.-plug 14Fr x 30mm	CS14-30	Per stuk
CORSTOP* a.c.e.-plug 14Fr x 60mm	CS14-60	Per stuk
CORSTOP* a.c.e.-plug 14Fr x 100mm	CS14-100	Per stuk
CORSTOP* hydrogeldressing a.c.e.-plug	CS-01	Doos van 30



CLOG ZAPPER* ontstoppingsysteem voor enterale voedingssonde

PRODUCTOMSCHRIJVING	PRODUCTCODE	VERPAKT
CLOG ZAPPER* ontstoppingsysteem voor enterale voedingssonde, voor de behandeling van verstopping van de voedingssonde	090120090	10 per doos



Gastrostomiezorgkit

Deze kit vereenvoudigt de vervanging van een standaard G-sonde. Elke kit bevat:

- 10 ml Luer-Slip™ spuit
- 5 kompressen (7,5 x 7,5 cm)
- Alcoholdoekje voor huidreiniging
- Voorgevulde Luer-Slip™ spuit met steriel H₂O
- Glijmiddel op waterbasis
- Zijklem
- Biohazardzak (16,5 x 17,5 cm)

PRODUCTOMSCHRIJVING	PRODUCTCODE	VERPAKT
Gastrostomiezorgkit	QW3153	2 G-sondes/kit

Uitsluitend voor professioneel gebruik in de gezondheidszorg.

Neem voor meer informatie contact op met het Customer Service Team van Avanos:

Tel: 0800 023 10 79 (gratis uit NL)

Fax: 0800 023 10 78 (gratis uit NL)

Tel: 0800 78 775 (gratis uit BE)

Fax: 0800 78 774 (gratis uit BE)

customerservice.bnl@avanos.com

AVANOS

*Handelsmerk of geregistreerd handelsmerk van Avanos Medical, Inc. of gelieerde bedrijven. De kleur GEEL is een handelsmerk of geregistreerd handelsmerk van Avanos Medical, Inc. of gelieerde bedrijven. ©2019 AVNS. Alle rechten voorbehouden.

ENFit® is een geregistreerd handelsmerk of handelsmerk van de Global Enteral Device Supplier Association, Inc. Gebruikt met hun toestemming. HC968-03-NL COPY-04516