


Verlengslang – 2x mannelijke luer-lock – antisifon



1. Luer Lock aansluiting voor een gemakkelijke en veilige koppeling.
De beschermkap waarborgt de inwendige steriliteit.
2. Etiket. "Connectie reservoir".
3. Schuifklem.
4. Transparante flexibele PVC infuusslang (TOTM). i.d. 0.9 mm. (Minibore).
5. Luer-lock aansluiting inclusief drukgestuurd terugslagventiel(antisifon) voor een gemakkelijke en veilige koppeling.
De beschermkap waarborgt de inwendige steriliteit.

<u>Bestelnr.</u>	<u>Omschrijving</u>	<u>Verpakking</u>
71.4535	Verlengslang Ø 0,9 mm, 2x mannelijke luer-lock, 1x antisifon. Lengte ± 150 cm.	100 stuks