



CADD™ ambulante infuussystemen

Productcatalogus

CADD ambulante slangensets met Flow-stop/Free-flow-beveiliging

CADD ambulante slangensets met Flow-stop bieden bescherming tegen ongereguleerde infuustoediening onder invloed van zwaartekracht, door het vloeistofpad af te sluiten zodra de toedieningsset of het reservoir wordt losgekoppeld van de pomp.



Standaard CADD-toedieningssets met Flow-stop/Free-flow-beveiliging

- › maximale toedieningssnelheid tot max. 250 ml/uur bij pompen van CADD-Solis™ model 2110 v3 en hoger en van CADD-Solis VIP™, alle modellen
- › maximale toedieningssnelheid tot max. 175 ml/uur bij pompen van CADD-Solis model 2100 (alle versies) en model 2110 v1.0 en v2.0
- › maximale toedieningssnelheid tot max. 125 ml/uur bij CADD-Legacy™-pompen

■ Slangen met blauwe streep ■ Slangen met gele streep. Alle andere zijn doorzichtig.

| | Referentienummer | Eenheden | Beschrijving | Slanglengte | Voorvulvolume | Vervangt |
|--|------------------|----------|--|------------------------------------|---------------|--------------------------|
| | 21-7321-24 | 12/doos | CADD-toedieningsset met vrouwelijke luer, flowstop, klem en terugslagklep met mannelijke luer (voor gebruik met een spuit) | 259 cm | 2,7 ml | 21-7021-24 |
| | 21-7322-24 | 12/doos | CADD-toedieningsset met bag spike, flowstop, klem en eenrichtingsklep met mannelijke luer | 198 cm | 2,3 ml | 21-7022-24 21-7034-24 |
| | 21-7323-24 | 12/doos | CADD blauw gestreepte toedieningsset met bag spike, flowstop, klem en eenrichtingsklep met mannelijke luer | 198 cm | 2,3 ml | 21-7023-24 |
| | 21-7324-24 | 12/doos | CADD geel gestreepte toedieningsset met bag spike, flowstop, klem en eenrichtingsklep met mannelijke luer | 312 cm | 3,2 ml | 21-7024-24 |
| | 21-7359-24 | 12/doos | CADD-toedieningsset met mannelijke luer, flowstop, klem en eenrichtingsklep met mannelijke luer | 175 cm | 2 ml | 21-7059-24 |
| | 21-7390-24 | 12/doos | CADD-toedieningsset met vrouwelijke luer, flowstop, y-verlenging van 7,6 cm, eenrichtingsklep met vrouwelijke luer, eenrichtingsklep met mannelijke luer en klemmen (voor gebruik met een spuit) | 259 cm met y-verlenging van 7,6 cm | 4 ml | 21-7090-24 |
| | 21-7391-24 | 12/doos | CADD-toedieningsset met bag spike, flowstop, y-verlenging van 7,6 cm, eenrichtingsklep met vrouwelijke luer, eenrichtingsklep met mannelijke luer en klemmen | 274 cm met y-verlenging van 7,6 cm | 4,2 ml | 21-7091-24 |
| | 21-7624-24 | 12/doos | CADD geel gestreepte toedieningsset, bag spike, flowstop, klem en eenrichtingsklep met mannelijke NRFit™-connector | 312 cm | 3,2 ml | 21-7024-24 21-7324-24 |



Standaard CADD-toedieningssets met luchteliminatiefilters en Flow-stop/Free-flow-beveiliging

- › maximale toedieningssnelheid tot max. 250 ml/uur bij pompen van CADD-Solis model 2110 v3 en hoger en van CADD-Solis VIP, alle modellen
- › maximale toedieningssnelheid tot max. 175 ml/uur bij pompen van CADD-Solis model 2100 (alle versies) en model 2110 v1.0 en v2.0
- › maximale toedieningssnelheid tot max. 125 ml/uur bij CADD-Legacy-pompen

■ Slangen met blauwe streep ■ Slangen met gele streep. Alle andere zijn doorzichtig.

| | Referentienummer | Eenheden | Beschrijving | Slanglengte | Voorvolumen | Vervangt |
|--|------------------|----------|--|-------------|-------------|--|
| | 21-7343-24 | 15/doos | CADD-toedieningsset met bag spike, flowstop, 1,2 micron luchteliminierend filter, klem, naaldloze injectieplaats en eenrichtingsklep met mannelijke luer | 290 cm | 14 ml | 21-7333-24 |
| | 21-7346-24 | 15/doos | CADD-toedieningsset met bag spike, flowstop, 0,2 micron luchteliminierend filter, spiraalslang, klem en eenrichtingsklep met mannelijke luer | 239 cm | 7 ml | 21-7336-24 21-7036-24 |
| | 21-7363-24 | 15/doos | CADD-toedieningsset met bag spike, flowstop, 1,2 micron luchteliminierend filter, spiraalslang, klem en eenrichtingsklep met mannelijke luer | 239 cm | 7 ml | 21-7383-24 21-7083-24 21-7071-24 |
| | 21-7349-24 | 12/doos | CADD geel gestreepte toedieningsset met bag spike, flowstop, 0,2 micron luchteliminierend filter, klem en eenrichtingsklep met mannelijke luer | 330 cm | 6 ml | 21-7339-24 21-7039-24 |
| | 21-7394-24 | 12/doos | CADD-toedieningsset met bag spike, flowstop, 0,2 micron luchteliminierend filter, klem en eenrichtingsklep met mannelijke luer | 274 cm | 3,3 ml | 21-7094-24 |
| | 21-7395-24 | 12/doos | CADD-toedieningsset met vrouwelijke luer, flowstop, 0,2 micron luchteliminierend filter, klem en eenrichtingsklep met mannelijke luer | 259 cm | 3,1 ml | 21-7095-24 |
| | 21-7649-24 | 12/doos | CADD geel gestreepte toedieningsset, bag spike, flowstop, 0,2 micron luchteliminierend filter, klem en terugslagklep met mannelijke NRFit™-connector | 330 cm | 6 ml | 21-7639-24 21-7039-24 21-7339-24 |



CADD-toedieningssets voor grote volumes met Flow-stop/Free-flow-beveiliging

- › maximale toedieningssnelheid tot max. 500 ml/uur bij pompen van CADD-Solis model 2110 v3 en hoger of CADD-Solis VIP, alle modellen
- › NIET COMPATIBEL met pompen van CADD-Legacy, CADD-Solis model 2100 (alle versies) en model 2110 v1.0 en v2.0

■ Slangen met blauwe streep ■ Slangen met gele streep. Alle andere zijn doorzichtig.

| | Referentienummer | Eenheden | Beschrijving | Slanglengte | Voorvulvolume | Vervangt |
|--|------------------|----------|--|-------------|---------------|--|
| | 21-7345-24 | 15/doos | CADD-toedieningsset voor grote volumes met bag spike, flowstop, 0,2 micron luchteliminerend filter, klem, injectieplaats en eenrichtingsklep met mannelijke luer | 300 cm | 17 ml | 21-7355-24 21-7055-24 21-7055V-24 |
| | 21-7357-24 | 15/doos | CADD-toedieningsset voor grote volumes met bag spike, flowstop, klem en eenrichtingsklep met mannelijke luer | 234 cm | 11 ml | 21-7057-24 21-7057V-24 |
| | 21-7364-24 | 15/doos | CADD-toedieningsset voor grote volumes met bag spike, flowstop, 1,2 micron luchteliminerend filter, naaldloze injectieplaats, klem en eenrichtingsklep met mannelijke luer | 297 cm | 17 ml | 21-7375-24 21-7075-24 21-7075V-24 |
| | 21-7361-24 | 15/doos | CADD-toedieningsset voor grote volumes met bag spike, flowstop, 1,2 micron luchteliminerend filter, klem, injectieplaats en eenrichtingsklep met mannelijke luer | 297 cm | 17 ml | 21-7381-24 21-7081-24 21-7389-24 21-7089-24 |
| | 21-7386-24 | 15/doos | CADD-toedieningsset voor grote volumes met bag spike, flowstop, 1,2 micron luchteliminerend filter, klem en eenrichtingsklep met mannelijke luer | 264 cm | 15 ml | |
| | 21-7384-24 | 15/doos | CADD geel gestreepte toedieningsset voor grote volumes met bag spike, flowstop, klem en eenrichtingsklep met mannelijke luer | 312 cm | 16 ml | |
| | 21-7365-24 | 15/doos | CADD geel gestreepte toedieningsset voor grote volumes met bag spike, flowstop, 0,2 micron luchteliminerend filter, klem en eenrichtingsklep met mannelijke luer | 343 cm | 20 ml | 21-7385-24 21-7085-24 |
| | 21-7684-24 | 15/doos | CADD geel gestreepte hoog-volumetoedieningsset, bag spike, flowstop, klem en terugslagklep met mannelijke NRFit™-connector | 312 cm | 16 ml | |
| | 21-7665-24 | 15/doos | CADD geel gestreepte hoog-volumetoedieningsset, bag spike, flowstop, 0,2 micron luchteliminerend filter, klem en terugslagklep met mannelijke NRFit™-connector | 340 cm | 20 ml | 21-7685-24 |






CADD-reservoir voor medicatiecassettes met Flow-stop/Free-flow-beveiliging

De losse medicatiecassettes zorgen ervoor dat patiënten mobieler zijn en verhogen de medicatieveiligheid. Zijn voorgevuld verkrijgbaar of leeg, zodat ze kunnen worden gevuld op basis van het recept.

- > maximale toedieningssnelheid tot max. 250 ml/uur bij pompen van CADD-Solis model 2110 v3 en hoger en van CADD-Solis VIP, alle modellen
- > maximale toedieningssnelheid tot max. 175 ml/uur bij pompen van CADD-Solis model 2100 (alle versies) en model 2110 v1.0 en v2.0
- > maximale toedieningssnelheid tot max. 125 ml/uur bij CADD-Legacy-pompen

Moeten worden gebruikt in combinatie met CADD-uitbreidingssets

■ Slangen met blauwe streep ■ Slangen met gele streep. Alle andere zijn doorzichtig.

| | Referentienummer | Eenheden | Beschrijving | Slanglengte | Vervangt |
|---|------------------|----------|---|-------------|--------------------------|
|  | 21-7301-24 | 12/doos | CADD-medicatiecassettereservoir van 50 ml met flowstop, klem, vrouwelijke luer en niet-geventileerde dop | 20 cm | 21-7001-24 |
|  | 21-7302-24 | 12/doos | CADD-medicatiecassettereservoir van 100 ml met flowstop, klem, vrouwelijke luer en niet-geventileerde dop | 20 cm | 21-7002-24 |
|  | 21-7300-24 ■ | 12/doos | Gele CADD-medicatiecassettereservoir van 100 ml met flowstop, klem, vrouwelijke luer en niet-geventileerde dop | 20 cm | 21-7100-24 |
|  | 21-7308-24 | 12/doos | Helder CADD-medicatiecassettereservoir van 250 ml met flowstop, klem, vrouwelijke luer en niet-geventileerde dop | 20 cm | |
|  | 21-7309-24 ■ | 12/doos | Gele CADD-medicatiecassettereservoir van 250 ml met flowstop, klem, vrouwelijke luer en niet-geventileerde dop | 20 cm | |
|  | 21-7310-24 ■ | 12/doos | Blauwe CADD-medicatiecassettereservoir van 250 ml met flowstop, klem, vrouwelijke luer en niet-geventileerde dop | 20 cm | |
|  | 21-7600-24 ■ | 12/doos | Gele CADD-medicatiecassettereservoir van 100 ml met NRFit™ vrouwelijke connector, flowstop, klem en niet-geventileerde afsluitdop | 20 cm | 21-7100-24 21-7300-24 |
|  | 21-7609-24 ■ | 12/doos | Gele CADD-medicatiecassettereservoir 250 ml met NRFit™ vrouwelijke connector, flowstop, klem en niet-geventileerde afsluitdop | 20 cm | 21-7309-24 |
|  | 21-7664-24 | 50/doos | CADD™-vuladapter met mannelijke NRFit™-connector en vrouwelijke luer | | |
|  | 24-1001-64 | 10/doos | Infuusadapter om vrouwelijke luer om te zetten in NRFit™-vrouwelijk | | |
|  | 24-1009-64 | 50/doos | Dop met NRFit™, vrouwelijk, geel | | |
|  | 24-1004-64 | 50/doos | Dop met NRFit™, mannelijk, zonder ventilatie, geel | | |


















CADD-uitbreidingssets

Voor gebruik met CADD™-reservoirs voor medicatiecassettes.

Ze zijn alle voorzien van ventielen die de hevelwerking tegengaan, om onbeperkte doorstroming van vloeistoffen te voorkomen.

■ Slangen met blauwe streep ■ Slangen met gele streep. Alle andere zijn doorzichtig.

| | Referentienummer | Eenheden | Beschrijving | Slanglengte | Voorvulvolume | Vervangt |
|---|--------------------------|--------------------|---|------------------------------------|---------------|------------|
|  | 21-7045-24 21-7060-24 | 50/doos 12/doos | CADD uitbreidingsset met mannelijke/mannelijke luer, integrale terugslagklep en klem | 76 cm | 1,1 ml | |
|  | 21-7046-24 21-7061-24 | 50/doos 12/doos | CADD uitbreidingsset met mannelijke/mannelijke luer, integrale terugslagklep en klem | 114 cm | 1,4 ml | |
|  | 21-7047-24 21-7062-24 | 50/doos 12/doos | CADD uitbreidingsset met mannelijke/mannelijke luer, integrale terugslagklep en klem | 152 cm | 1,7 ml | |
|  | 21-7092-24 | 12/doos | Verlengingsset voor de CADD-terugslagklep met mannelijke/mannelijke luer, integrale terugslagklep, y-verlenging met eenrichtingsklep met vrouwelijke luer en klem | 173 cm met y-verlenging van 7,6 cm | 2,9 ml | |
|  | 21-7115-24 | 12/doos | Verlengingsset voor de CADD-terugslagklep met mannelijke/mannelijke luer, 0,2 micron luchtliminerend filter, integrale terugslagklep met klem en y-verlenging met eenrichtingsklep met vrouwelijke luer | 175 cm met y-verlenging van 7,6 cm | 3,2 ml | |
|  | 21-7105-24 ■ | 12/doos | CADD geel gestreepte uitbreidingsset met mannelijke/mannelijke luer, integrale terugslagklep en klem | 229 cm | 2,3 ml | |
|  | 21-7044-24 | 25/doos | CADD-uitbreidingsset met mannelijke/mannelijke luer, 0,2 micron luchtliminerend filter en integrale terugslagklep met klem | 140 cm | 4 ml | 21-7040-24 |
|  | 21-7052-24 | 50/doos | CADD-microbore-uitbreidingsset met mannelijke luer, 0,2 micron luchtliminerend filter, klem en integrale terugslagklep met mannelijke luer | 152 cm | 1,1 ml | |
|  | 21-7106-24 | 50/doos | CADD-uitbreidingsset met mannelijke/mannelijke luer, 0,2 micron luchtliminerend filter, integrale terugslagklep en klem | 152 cm | 1,8 ml | |
|  | 21-7147-24 ■ | 12/doos | CADD geel gestreepte uitbreidingsset met mannelijke/mannelijke luer, 0,2 micron luchtliminerend filter en integrale terugslagklep met klem | 254 cm | 5 ml | 21-7107-24 |
|  | 21-7108-24 ■ | 50/doos | CADD geel gestreepte uitbreidingsset met mannelijke/mannelijke luer, 0,2 micron luchtliminerend filter en integrale terugslagklep met klem | 229 cm | 2,4 ml | |
|  | 21-7109-24 ■ | 50/doos | CADD blauw gestreepte uitbreidingsset met mannelijke/mannelijke luer, 0,2 micron luchtliminerend filter en integrale terugslagklep met klem | 229 cm | 2,4 ml | |
|  | 21-1200-24 | 12/doos | Bag spike-set met mannelijke luer-lock en klem | 30 cm | 0,5 ml | |
|  | 21-7605-24 ■ | 12/doos | CADD geel gestreepte uitbreidingsset met NRFit™ mannelijke/mannelijke connector, integrale terugslagklep en klem | 229 cm | 2,3 ml | 21-7105-24 |
|  | 21-7608-24 ■ | 50/doos | CADD geel gestreepte uitbreidingsset met NRFit™ mannelijke/mannelijke connector, 0,2 micron luchtliminerend filter en integrale terugslagklep met klem | 229 cm | 2,4 ml | 21-7108-24 |

CADD ambulante infuuspompen en programmeringssoftware



CADD-Solis ambulante infuussystemen

| Referentienummer | Beschrijving |
|-----------------------|--|
| 21-2111-0402-XX* ■ | CADD-Solis v4.2 PCA ambulante pomp, ondersteunt de module voor draadloze communicatie |
| 21-2112-0402-XX* ■ | CADD-Solis v4.2 ambulante pomp met geel toetsenbord, ondersteunt de module voor draadloze communicatie |



Programmeringssoftware voor CADD-Solis ambulante infuuspompen

| Referentienummer | Beschrijving |
|--------------------|--|
| 67-2470-040201-51 | Elektronische software-update naar CADD-Solis v4.2.1-pomppfirmware, alleen in het Engels |
| 67-2470-040200-XX* | Elektronische software-update naar CADD-Solis v4.2.0-pomppfirmware |
| 21-2176-0100-25 | Elektronische software, CADD-Solis-download (CSDL) utility, v1.0 |
| 21-2194-0403-25 | PharmGuard™ Administrator v4.3-software voor medicatieveiligheid voor CADD-Solis- en CADD-Solis VIP-pompen |
| 21-2138-0100-25 | PharmGuard Administrator MSS-hulpmiddel voor het exporteren van protocolbibliotheek |
| 21-2137-0101-25 | CADD-Solis hulpprogramma voor netwerkconfiguratie voor Solis Wireless |



CADD-Solis VIP ambulante infuuspomp

| Referentienummer | Beschrijving |
|-----------------------|--|
| 21-2120-0105-XX* ■ | CADD-Solis VIP 2120 ambulante infuuspomp, PharmGuard ingeschakeld (blauw label) |
| 21-2125-0105-XX* ■ | CADD-Solis VIP-pomp met fabrieksbibliotheek (protocollen selecteren) (groen label) |
| 21-2127-0105-XX* ■ | CADD-Solis VIP 2120 ambulante infuuspomp, handmatige modus (standaardinstellingen) (zwart label) |

*Kies uw taalversie: zie de laatste pagina.

CADD-pompaccessoires



Voedingsbronnen en communicatiemodule voor CADD-Solis-infuuspompen

De pomp wordt van stroom voorzien door 4 AA-batterijen, een AC-adapter met netsnoer, een oplaadbaar accupack of een module voor draadloze communicatie.

| Referentienummer | Beschrijving |
|------------------|--|
| 21-2160-XX* | Oplaadbare lithium-ionbatterijpack |
| 21-2131-25 | CADD-Solis draadloze communicatiemodule voor gebruik met CADD-Solis v4-pompen — Buiten de Verenigde Staten |
| 21-0270-25 | AC-adapter – Wandbevestiging voor gebruik met CADD-Solis-pompen |



Kabel voor doseren op afstand

| Referentienummer | Beschrijving |
|------------------|---|
| 21-2186-25 | Kabel voor doseren op afstand (CADD-Solis-pomp) |



CADD-Solis-pompvergrendelbox met volledige toegang tot het toetsenbord

| Referentienummer | Beschrijving |
|------------------|--|
| 21-2188-25 | Grote LockBox met CADD-sleutelvergrendeling — transparant compatibel met CADD-Solis-pomp en standaard IV-zakken tot 500 ml |
| 21-2189-25 | Grote LockBox met CADD-sleutelvergrendeling — geel compatibel met CADD-Solis-pomp en standaard IV-zakken tot 500 ml |

*Kies uw taalversie: zie de laatste pagina.



Accessoires voor paalbevestiging

| Referentienummer | Beschrijving |
|------------------|---|
| 21-6120-24 | Vergrendelbare beugelbevestiging ontworpen voor rechtstreekse bevestiging aan de achterkant van een pomp of Lockbox |
| 21-6118-24 | Beugelbevestiging (niet-vergrendelbaar) |
| 21-2135-25 | Steunadapter voor gebruik met CADD-Solis-pomp en beugelbevestiging of vergrendelbare beugelbevestiging. Niet te gebruiken wanneer de communicatiemodule is aangesloten op de pomp |



Zakjes

Voor gebruik met alle CADD-pompen

Herbruikbare zakjes

| Referentienummer | Beschrijving |
|------------------|--|
| 21-2169-24 | Rugzak (inhoud 3 liter) (A) |
| 21-2166-24 | Rugzak (inhoud 1 liter) (B) |
| 21-2168-25 | Zakje voor pomp van 250 ml/500 ml met heupriem en schouderband (C) |
| 21-2165-64 | Zakje voor pomp van 50 ml/100 ml (D) |
| 21-2167-25 | Zakje voor pomp van 250 ml/500 ml met heupriem (E) |

Zakjes voor eenmalig gebruik

| Referentienummer | Beschrijving |
|------------------|---------------------------------------|
| 21-2170-64 | Zakje voor pomp van 50 ml/100 ml (F) |
| 21-2171-25 | Zakje voor pomp van 250 ml/500 ml (G) |



Vervangingsonderdelen

| Referentienummer | Beschrijving |
|------------------|--|
| 21-2185-51 | CADD-pompsleutel voor gebruik met alle CADD-pompen |
| 21-2100-25 | Kabelgreep voor doseren op afstand, servicekit |
| 21-2184-51 | CADD-Solis-batterijklepje |
| 67-2130-51 | Servicekit voor oplaadbare batterijen, CADD-Solis draadloze communicatiemodule |
| 67-2474-51 | Vervangende beugelhouder, CADD-Solis draadloze communicatiemodule |
| 21-2104-25 | Servicekit, isolator, pogo-pen, CADD-Solis 20/ea (voor 5 pompen) |
| 21-6188-51 | Reparatiekit, CADD-lockbox, slotvervanging |
| 21-2103-25 | Servicekit, CADD-lockbox, verlengstuk slotpen (voor 25/ea-lockbox) |

Taalversie

Vervang bij de items met een sterretje (*) op de vorige pagina's de 'XX' door de tweecijferige taalcode.

| Taal | Code | CADD-Solis v4.2 | CADD-Solis VIP | Firmware CADD-Solis-pompen | Accupack |
|------------|------|-----------------|----------------|----------------------------|----------|
| Frans | -02 | x | x | x | x |
| Duits | -03 | x | x | x | x |
| Nederlands | -06 | x | x | x | x |
| Italiaans | -07 | x | x | x | x |
| Spaans | -08 | x | x | x | x |
| Japans | -09 | x | | x | x |
| Deens | -12 | x | x | x | x |
| Noors | -13 | | x | | x |
| Zweeds | -14 | x | x | x | x |
| Fins | -15 | | x | | x |
| Portugees | -17 | x | x | x | x |
| Engels | -50 | | x | | |
| | -51 | x | | | x |

Het product voldoet aan de huidige wetgeving en beschikt over de desbetreffende CE-keurmerken.
Raadpleeg de gebruikershandleiding van de fabrikant voor meer informatie, waarschuwingen en/of veiligheidsmaatregelen.

icumedical
human connections